

HOVERMATT®

PROS™ Sling

System til lettelse af tryk under omplacering af en patient

Brugervejledning



Find andre sprog ved at besøge www.HoverTechInternational.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

Symbolreference	2
Tilslaget anvendelse og forsigtighedsregler	3
Emneidentifikation – HoverMatt® PROS Sling	4
Produktspecifikationer/påkrævet tilbehør.	4
Brugsanvisning	5-9
Rengøring og forebyggende vedligeholdelse	10
Returnering og reparation	11

HOVERMATT® Brugervejledning til PROS™ Sling

Symbolreference

	CE-MÆRKNING FOR OVERENSSTEMMELSE		STROPLIGNENDE BØJLE
	UK-MÆRKNING FOR OVERENSSTEMMELSE		PARTINUMMER
	AUTORISERET REPRÆSENTANT		PRODUCENT
	ANSVARLIG PERSON I STORBRITANNIEN		FREMSTILLINGSDATO
	AUTORISERET REPRÆSENTANT I SCHWEIZ		MEDICINSK ENHED
	FORSIGTIGHED/ADVARSEL		MODELNUMMER
	SÆT FORBINDELSEREM PÅ		MR-SIKKER
	BORTSKAFFELSE		ENKELT PATIENT – ANVENDES FLERE GANGE
	FODENDE		MÅ IKKE VASKES
	IMPORTØR		ENTYDIG ENHEDSIDENTIFIKATION
	BETJENINGSVEJLEDNING		GRÆNSE FOR PATIENTVÆGT
	LATEXFRI		

Tilsligtet anvendelse og forsigtighedsregler

TILSIGTET ANVENDELSE

- HoverMatt PROS (system til lettelse af tryk under omplacering af en patient) Sling er åndbart og bruges til at hjælpe plejere med placering af en patient (herunder løft og vending), lodret løft, flytning til siden og nedlægning. Ved at lette trykket på knoglefremspring for at hjælpe til Q2-overensstemmelse, reducere forskydning og gnidningsmodstand under omplacering og forbedre styringen af mikroklima giver systemet en løsning til sikkert at vende og omplacere patienter, samtidig med at plejers belastning reduceres.

INDIKATIONER

- Patienter, der ikke kan hjælpe til deres egen omplacering (herunder løft og vending) og sideflytning.
- Patienter, der kræver Q2-vending for at lette tryk.
- Patienter, der skal lægges på maven.

KONTRAINDIKATIONER

- Må ikke bruges med patienter over vægtgrænsen på 550 lb uden brug af en loftsmonteret eller gulvlift.
- Må ikke bruges med patienter over vægtgrænsen på 1.000 lb med en loftsmonteret eller gulvlift (eller liftens vægtkapacitet – alt efter hvad den nederste vægtgrænse er).
- Patienter, som oplever bryst-, halshvirvel- eller lændefrakturet, som skønnes at være ustabile, medmindre der er truffet en klinisk beslutning af hospitalet.

TILSIGTEDE BEHANDLINGSMILJØER

- Hospitaler, langtidsfaciliteter eller faciliteter til forlænget behandling
- Åndbart: kan forblive under patienten.

FORSIGTIGHEDSREGLER – TIL BRUG SOM GLIDELAGEN

- Plejere skal bekræfte, at alle bremsere er aktiverede før flytningen.
- Brug mindst to plejere under patientflytninger til siden.
- For i-sengen placeringsopgaver kan mere end en plejer være nødvendig.
- Anvend kun dette produkt til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
- Når en patient flyttes eller omplaceres på en madras med lavt lufttab, skal sengemadrassens luftstrøm indstilles til det højeste niveau for at give et fast leje.
- Det kan være nødvendigt med yderligere støtteprodukter mellem lejerne under flytning.

FORSIGTIGHEDSREGLER – TIL BRUG SOM EN SLYNGE

- For flytninger kan mere end en plejer være nødvendig.
- For i-sengen placeringsopgaver kan mere end en plejer være nødvendig.
- Se HoverTechs træningsvideo på www HoverTechInternational.com for nedlægning.
- PROS Sling må kun anvendes af uddannet personale.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af HoverTech.
- Der skal udføres en klinisk vurdering, før patienter løftes med PROS Sling.
- Sørg for, at PROS Sling ikke er påsat nogen genstande udover den stroplignende bøjle.
- Når der forbindes med en stroplignende bøjle, skal det sikres, at remstroppers farver matcher på patientens venstre og højre side.
- Når slyngens hjælperemme er helt udstrakte, sørg for at de er ordentligt fastgjorte til bøjlen, før patienten løftes.
- Løft aldrig en patient højere end nødvendigt til at udføre løftet/flytningen.
- Patienten må aldrig efterlades uden opsyn, mens PROS Sling bruges til at løfte patienten.
- Brug PROS Sling i overensstemmelse med både vejledningen til liften og PROS Sling.
- Hvis vægtgrænsen afviger mellem patientløfter, bøjle og PROS Sling, så er det den laveste vægtgrænse, der gælder.



Hvis der er nogen tegn på skader, skal PROS Sling tages ud af brug og bortskaffes.



Sengeheste skal være oppe med en enkelt plejer.



Til brug sammen med stroplignende bøjle alene.




På operationsstuen – for at forhindre, at patienten glider, skal patienten og PROS Sling fastgøres til operationsbordet, før bordet flyttes i vinkelstilling.

FORHOLDSREGLER – MR

- HoverMatt PROS Sling er MR-sikker af begrundelse. Enheden er fremstillet af helt ikke-jernholdige materialer. Som følge deraf blev MR-sikkerhedstestning ikke udført. Baseret på begrundelse er HoverMatt PROS Sling elektronisk set ikke-ledende og ikke-magnetisk.

HOVERMATT® Brugervejledning til PROS™ Sling

Emneidentifikation – PROS Sling



Produktspecifikationer/påkrævet tilbehør

PROS Sling

Materiale:	Nylontwill
Udformning:	Syet
Bredde:	43,5" (110,49 cm)
Længde:	78" (198 cm)

Modelnr.: PROS-SL-KIT (slynge uden luft + HoverCover + par kiler) 3 pr. æske*

Modelnr.: PROS-SL-CS (slynge uden luft + HoverCover) 5 pr. æske



VÆGTGRÆNSE PÅ 250 KG/550 LBS (glidelagen)

454 KG/1000 LBS (slynge)

*1 par kiler inkluderer: 1 kile med hale og 1 kile uden hale, komprimeret

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN SLYNGE:

Et patientløft med 2-, 3- eller 4-punkts stroplignende bøjler beregnet til brug med:

- Mobile hejser
- Hejsevogne
- Stationære hejser fastgjort til væggen/væggene, gulvet og/eller loftet
- Stationære fritstående hejser

Brugsanvisning – PROS Sling*

PLACERING AF PRODUKTET UNDER PATIENTEN – RULLETEKNIK

1. Åbn produktet, og placer det på langs ved siden af patienten.
2. Fold PROS Sling ud længst fra patienten til siden af sengen.
3. Stop den anden side ind under patienten så langt ind som muligt.
4. Rul patienten på siden mod den udfoldede slynge. Rul resten af slyngen ud under patienten for at dække sengen.
5. Anbring patienten tilbage i liggende stilling. Ret slyngen ud for at fjerne evt. rynker.

PÅSÆTNING PÅ SENGERAMMEN

1. Sæt Velcro-krogen løst på Velcro-stroppen omkring solide punkter på sengerammen (eller på hovedgærdet eller sengeheste alt efter, hvad hospitalets protokoller eller sengetypen tillader) for at forhindre slyngen i at bevæge sig.
2. Gentag processen på de andre tre hjørner af slyngen.
3. Frakobl slyngeremmen inden løft, vending, anbringelse på mave og/eller flytning.

Vejledning til brug som glidelagen*

LØFT/OMPLACERING

(For at lette løfteindsatsen skal sengen placeres i Trendelenburg-stilling før løft.

1. Sørg for, at bremserne er låst. Der kræves muligvis mere end én plejer til denne opgave. Hvis kun én plejer udfører opgaven, skal sengehestene løftes.
2. Placer PROS Sling under patienten ved hjælp af rulle teknik. Sørg for, at patienten er centreret på produktet før flytningen.
3. Brug håndtagene på slyngen til at løfte/omplacere patienten; plejeren skal indtage korrekt ergonomisk stilling.

Bemærk: For at bruge sammen med en loftsmonteret eller gulvflift skal du læse vejledning til remforslag på side 5 til tilkobling til en stroplignende bøjle.

VENDING/PLACERING AF KILE

1. Sørg for, at bremserne er låst. Der kræves muligvis mere end én plejer til denne opgave. Hvis kun én plejer udfører opgaven, skal sengehestene løftes.
2. Sørg for, at patienten er centreret på produktet før flytningen.
3. Placering af kile
 - a. For at indsætte kiler skal PROS Sling holdes i håndtagene, hvorefter kilerne skal placeres mellem sengen og slyngen.
 - b. Indsæt halen på kilen ind under patientens lår. Sørg for, at kilens bagerste del er hævet, indtil stillingen er indstillet, og sænk derefter kilen for at sikre den på plads med HoldFast™ skummet.
 - c. Placer standardkilen for at støtte patientens ryg ca. 1 håndsbredde væk fra kilen med hale. Sørg for, at kilens bagerste del er hævet, indtil stillingen er indstillet, og sænk derefter kilen for at sikre den på plads med HoldFast-skummet.
 - d. Træk halen igennem til den anden side af patienten for at forankre kilen.
 - e. Når kilerne er placeret, skal det sikres, at korsbenet ikke rører sengen (det flyder). Hvis det rører sengen, skal kilerne omplaceres for at sikre, at trykket på korsbenet lettes.
4. Hygiejnevending, udskiftning af HoverCover™, placering af kile (vending, der ikke foregår i luften)
 - a. Med en plejer på hver side af patienten overdrager den ene plejer slyngeremmen til den anden plejer, som skal gennemføre vendingen
 - b. Plejeren, der skal vende patienten, begynder med god ergonomisk stilling at trække på slyngeremmen og letter dermed vendingen. Patienten begynder at rulle på siden mod den plejer, der udfører vendingen
 - c. Hvis HoverCover udskiftes, eller der udføres en hygiejnevending, skal den anden plejer holde patienten fast på siden, mens plejeren, der vender, frigør håndtagene og støtter mod patientens hofte og skulder for at stabilisere patienten.
 - d. Mens patienten er vendt, kan hygiejneopgaverne udføres og HoverCover fjernes og udskiftes.
 - e. Gentag på den anden side, før kilerne placeres.
 - f. Find patientens korsben, og placer kilen under korsbenet. Indsæt halen ind under patientens lår. Sørg for, at kilens bagerste del er hævet, indtil stillingen er indstillet, og sænk derefter kilen for at sikre den på plads med HoldFast-skummet.
 - g. Placer standardkilen for at støtte patientens ryg ca. 1 håndsbredde væk fra kilen med hale. Sørg for, at kilens bagerste del er hævet, indtil stillingen er indstillet, og sænk derefter kilen for at sikre den på plads med HoldFast-skummet.
 - h. Vend patienten tilbage til liggende stilling.
 - i. Træk halen igennem til den anden side af patienten for at sikre kilen.
 - j. Når kilerne er placeret, skal det sikres, at korsbenet ikke rører sengen (det flyder). Hvis det rører sengen, skal kilerne omplaceres for at sikre, at trykket på korsbenet lettes.

*Hver PROS Sling omfatter en HoverCover absorberende pude. Hvad angår korrekt brug, skal PROS Sling bruges sammen med et HoverCover eller en absorberende pude eller sengetøj, der er godkendt af hospitalet.

Vejledning til brug som glidelagen*

VENDING/PLACERING AF KILE (FORTSÆTTER)

5. Kileplacering med en loftsmonteret eller bærbar lift (enkelt plejer)
 - a. Løft sengehestene på den modsatte side af sengen, som patienten skal vendes mod. Sørg for, at patienten er centreret, og lad patienten glide i den modsatte retning af vendingen ved hjælp af slyngen til at løfte eller manuel løfteteknik. Dette giver mulighed for at centrere patienten i sengen, når patienten omplaceres på kilerne.
 - b. Sæt remstropperne til skulder og hofte på slyngen på bøjlen, som skal være parallel med sengen. Løft liften for at starte vendingen.
 - c. Indsæt halen på kilen lige ind under patientens lår. Sørg for, at kilens bagerste del er hævet, indtil stillingen er indstillet, og sænk derefter kilen ned for at sikre den på plads med HoldFast™ skummet.

- d. Placer standardkilen for at støtte patientens ryg ca. 1 håndsbredde væk fra kilen med hale. Sørg for, at kilens bagerste del er hævet, indtil stillingen er indstillet, og sænk derefter kilen for at sikre den på plads med HoldFast-skummet.
- e. Når kilerne er placeret, skal patienten sænkes på kilerne. Sørg for, at remmene ikke er under PROS Sling.
- f. Træk halen igennem på den anden side af patienten, indtil den sidder stramt. Kontrollér kileplaceringen ved at sætte hånden mellem kilerne og bekræfte, at korsbenet ikke rører sengen. Hvis det rører sengen, skal kilerne omplaceres for at sikre, at trykket på korsbenet lettes.

STILLING PÅ MAVEN

1. Sørg for, at bremserne er låst. Der kræves flere plejere til denne opgave.
2. Sørg for, at patienten er centreret på produktet før flytningen.
3. Lad patienten og PROS Sling glide over til den ene side af sengen for at sikre plads til vendingen.
4. Placer endnu et HoverCover og en PROS Sling oven på patienten. Fold måtten ned på skulderniveau for at holde ansigtet afsløret.
5. Rul de to slynger sammen mod patienten for at omslutte patienten stramt.

6. Grib fast om de rullede slynger, og vend patienten om på siden. Plejere på den modsatte side skal bytte om på hænderne (hænderne ovenpå skal bytte plads med hænderne på bunden).
7. Fortsæt med vendingen, når der er byttet om på håndstillinger. Rul slyngerne ud, og fjern den øverste PROS Sling og HoverCover.
8. Placer patienten efter hospitalets protokol.

Bemærk: For at bruge den som slynge med en loftsmonteret eller gulvlift skal du læse vejledning til remforslag herunder til tilkobling til en stroplignende bøjle.

SIDEFLYT

1. Patienten skal være i liggende stilling og centreret på PROS Sling.
2. Sørg for, at flyttelejerne er så tætte som muligt og lås alle hjul.
3. Hvis det er muligt, flyt fra et højere leje til et lavere leje. Udfyld rummet mellem de to lejer ved hjælp af en ekstra lagen eller et ekstra tæppe.
4. Grib om håndtagene under slyngen, og lad patienten glide på det modtagende leje.

5. Sørg for, at patienten er på modtagerudstyret.
6. Løft sengens/bårens sengeheste.

Bemærk: For at bruge den som slynge med en loftsmonteret eller gulvlift skal du læse vejledning til remforslag herunder til tilkobling til en stroplignende bøjle.

Brugsanvisning som slynge*

BRUG AF REM

TEKNIK	Siddende flytning Opret	Siddende flytning Tilbagelænet	Løft i liggende stilling	Vending	Hygiejne/pleje af mellemkød	Stilling på mave (Brug løfteteknik til liggende stilling til at flytte patienten tættere på sengekanten. Følg derefter guiden om brug af rem herunder på den ene side for at vende patienten).
1. sæt (hoved)	Grøn	Blå	Brun	Du kan bruge – blå, brun eller undlad	UNDLAD	Du kan bruge – blå, brun eller undlad
2. sæt (skulder)	Blå	Brun	Blå	Blå	Blå	Blå
3. sæt (hofte)	UNDLAD	UNDLAD	Blå	Blå	UNDLAD	Blå
4. sæt (fod)	Hvid	Hvid	Brun	Du kan bruge – brun, hvid eller undlad	UNDLAD	Du kan bruge – brun, hvid eller undlad

Dette er blot en vejledning til brug af PROS™ Air Sling. Brug klinisk vurdering i forhold til patientspecifikke behov.


*Hver PROS Sling omfatter en HoverCover absorberende pude. Hvad angår korrekt brug, skal PROS Sling bruges sammen med et HoverCover eller en absorberende pude eller sengetøj, der er godkendt af hospitalet.

HOVERMATT® Brugervejledning til PROS™ Sling


Brugsanvisning som slynge*

BRUGSANVISNING - PATIENT I SENG

Bemærk: PROS Sling har otte (8) slyngestøtteremme, som skal påsættes.




1. Placer PROS Sling under patienten ved hjælp af rulle-teknik.



2. Fastgør skulderremmene til bøjlen for korrekt sikkerhed og komfort for patienten. [Farvekodede remstropper giver enkel identifikation til at matche replacering på venstre og højre side af patienten]. Løft patienten i henhold til lift-producentens vejledning.


BRUGSANVISNING - TILBAGE I SENG



1. Placer patienten over midten af sengen. Sænk patienten ned på sengen.



3. Påsæt slyngeremmene igen på Velcro for at undgå, at remmene dingler, og for at reducere løft (se skemaet til påsætning på sengerammen).




2. Fjern remstropperne fra bøjlen.

*Hver PROS Sling omfatter en HoverCover absorberende pude. Hvad angår korrekt brug, skal PROS Sling bruges sammen med et HoverCover eller en absorberende pude eller sengetøj, der er godkendt af hospitalet.


HOVERMATT® Brugervejledning til PROS™ Sling

Brugsanvisning som slynge*

BRUGSANVISNING - LATERAL VENDING/NEDLÆGNING




1. Med patienten centreret på PROS Sling skal bøjlen sænkes til en komfortabel arbejds højde.




3. Når liften løftes vil patienten vende mod den modsatte side af sengen i forhold til den, som remmene er fastgjort til. Brug kiler for at holde patienten i stillingen, om ønsket. Efter at opgaven er fuldført, sænk bøjlen og fjern slyngeremmen.

* For at lægge ned, fortsæt vendingen og juster patient/enhed efter behov, efter at opgaven er fuldført.




2. Løft sengehestene, påsæt (find vejledning i skemaet) remmene på den modsatte side af patienten, og vend mod stropper på samme side af bøjlen startende i fodenden.


BRUGSANVISNING - HYGIEJNEVENDING



1. Med patienten centreret på PROS Sling skal bøjlen sænkes til en komfortabel arbejds højde.



3. Når liften løftes, vil patienten begynde at dreje mod siden modsat den forbundne rem. Lad slyngen være for at udføre opgaven. Efter at opgaven er fuldført, sænk bøjlen og fjern slyngeremmen.




2. Løft sengehestene og fastgør slyngeremmen, som er nærmest patientens skulder, til bøjlen.

*Hver PROS Sling omfatter en HoverCover absorberende pude. Hvad angår korrekt brug, skal PROS Sling bruges sammen med et HoverCover eller en absorberende pude eller sengetøj, der er godkendt af hospitalet.


HOVERMATT® Brugervejledning til PROS™ Sling

Brugsanvisning som slyng*


BRUGSANVISNING - SIDDENDE FLYTNING FRA SENGEN




1. Placer PROS Sling under patienten ved hjælp af rulle-teknikken. Hæv hovedenden af sengen for at forberede den siddende flytning.



3. Påsæt den blå slyngerem på hver skuldreside. Undlad slyngeremene til hofte.



2. Fastgør remmene ved hovedenden af PROS Sling til bøjlen. For en helt oprejst siddende stilling – brug det grønne håndtag. For en tilbagelænet siddestilling - brug den første slyngerem (blå) for at reducere hoftebøjningen.




4. Fold PROS Sling mellem patientens ben, og placer fødderne på hver side af PROS Sling. Kryds en fodende-slyngerem gennem den anden på den laveste strop, nærmest enheden, og fastgør den til bøjlen. Flyt patienten.

BEMÆRK: Når du er muligt, skal du læne stolen tilbage og hæve fodstøtten. Velcro-stropperne kan bruges til at fastgøre slyngen til stolen, hvis det er relevant.


BRUGSANVISNING - SIDDENDE FLYTNING FRA STOL



1. Sørg for, at PROS Sling er korrekt placeret under patienten inden remmen fastgøres.



3. Påsæt den blå slyngerem på hver skuldreside. Sørg for at der er masser af ekstra plads i bøjlen til t fastgøre fodende-remmene uden at skubbe patienten af stolen. Undlad slyngeremene til hofte.



2. Fastgør remmene ved hovedenden af PROS Sling til bøjlen. For en helt oprejst siddende stilling – brug det grønne håndtag. For en tilbagelænet siddestilling - brug den første slyngerem (blå) for at reducere hoftebøjningen.



4. Fold PROS Sling mellem patientens ben, og placer fødderne på hver side af PROS Sling. Kryds en fodende-slyngerem gennem den anden på den laveste strop, nærmest enheden, og fastgør den til bøjlen. Flyt patienten.

*Hver PROS Sling omfatter en HoverCover absorberende pude. Hvad angår korrekt brug, skal PROS Sling bruges sammen med et HoverCover eller en absorberende pude eller sengetøj, der er godkendt af hospitalet.

Rengøring og forebyggende vedligeholdelse

RENGØRING AF PROS SLING

Hvis PROS Sling er snavset, kan den aftørres med desinficerende servietter eller en rengøringsopløsning, der anvendes af hospitalet til desinfektion af medicinsk udstyr. En blegemiddelopløsning på 10:1 (10 dele vand: en del blegemiddel) kan også bruges.

BEMÆRK: Rengøring med blegemiddelopløsning kan misfarve stof.

For at hjælpe til at holde PROS Sling ren anbefaler HoverTech brugen af HoverCover™ absorberende tæppe til éngangsbrug. Hvad end patienten ligger på for at holde hospitalssengen ren kan også lægges oven på PROS Sling.

PROS Sling til brug på en enkelt patient er ikke beregnet til at blive vasket.

HoverMatt PROS Sling har en forventet levetid på 30 dage under normale brugsforhold. Hvis PROS Sling er meget snavset, skal den kasseres og udskiftes med en ny.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

Før brug skal PROS Sling inspiceres visuelt for at sikre, at der ikke er nogen synlig skade, der kan gøre PROS Sling ubrugelig. PROS Sling skal have alle dens patientremme og håndtag (se vejledningen for alle relevante dele). Hvis der findes skade, som vil forårsage, at systemet ikke fungerer efter hensigten, skal PROS Sling tages ud af brug og kasseres.

INFEKTIONSBEKÆMPELSE

PROS Sling til brug på en enkelt patient udelukker muligheden for krydskontaminering og behovet for vask.

Hvis PROS Sling anvendes hos en isolationspatient, skal hospitalet anvende de samme protokoller/procedurer, som det bruger til sengemadrassen og/eller sengetøjet på den patientstue.

Returnering og reparation

Alle produkter, der returneres til HoverTech, skal have et RGA (returvaregodkendelse)-nummer, der er udstedt af virksomheden. Ring på (800) 471-2776, og spørg efter et medlem af RGA-holdet, som vil udstede et RGA-nummer til dig. Hvis et produkt returneres uden et RGA-nummer, vil det forårsage forsinkelse i reparationstiden.

Returnerede produkter skal sendes til:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Europæiske virksomheder skal sende returnerede produkter til:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sverige

Find produktgarantier ved at besøge vores websted:

<https://hovertechinternational.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverTechInternational.com
Info@HoverTechInternational.com

Disse produkter overholder de gældende standarder for produkter i klasse 1 i forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp Sverige



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

I tilfælde af en uønsket hændelse i forhold til enheden skal hændelser rapporteres to vores autoriserede repræsentant. Vores autoriserede repræsentant videregiver oplysninger til producenten.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

HoverTechInternational.com
Info@HoverTechInternational.com